

URINA TIPO 1

Material URINA  
Método TIRA REAGENTE E MICROSCOPIA

Valor(es) de Referência

EXAME FÍSICO

|                         |              |    |               |
|-------------------------|--------------|----|---------------|
| Volume.....             | 6,0          | mL |               |
| Método de Obtenção..... | Cistocentese |    |               |
| Densidade.....          | >1,040       |    | 1,025 a 1,035 |
| Cor.....                | Amarelo Ouro |    |               |
| Aspecto.....            | Turvo        |    |               |

EXAME QUÍMICO

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| pH.....                 | 8,0      |
| Proteínas.....          | ++       |
| Glicose.....            | Negativo |
| Corpos cetônicos.....   | Negativo |
| Nitrito.....            | Negativo |
| Pigmentos Biliares..... | +        |
| Urobilinogênio.....     | Normal   |
| Sangue Oculto.....      | Negativo |

SEDIMENTOSCOPIA

|                 |          |           |                    |
|-----------------|----------|-----------|--------------------|
| Células.....    | Ausentes |           | Ausentes           |
| Cilindros.....  | Ausentes |           | Ausentes           |
| Cristais.....   | Ausentes |           | Ausentes           |
| Hemácias.....   | 5        | Por campo | Até 2/campo de 40X |
| Leucócitos..... | 0        | Por campo | Até 3/campo de 40X |
| Bactérias.....  | Raras    |           |                    |