



Unidade Veterinária Especializada

Nº OS: 195000 Animal: Awiny
Espécie: Canina
Proprietário: Nilza Ribeiro
Endereço: Nro: --
Requisitante: Karoline R. Castro CRMV-SP 50174
Clínica: Anclivepa

Raça: Poodle
CPF:

Data: 02/03/2023
Sexo: Fêmea Dt. Nasc.: 05/01/2007 16a 1m 25d
Telefone: (11) 97172-1998

TEMPO DA TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)

Material....: PLASMA EM CITRATO DE SÓDIO
Equipamento: COAGULOGRAFA

Valores de Referência

Resultado..... 19,20

10 a 17 segundos

Interpretação..... A determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada serve para avaliar anomalias da via intrínseca da coagulação para a ativação da protrombina, sendo sensível aos fatores VIII, IX, XI e XII, e deficiências severas dos fatores II, V, X e fibrinogênio.

Assinado eletronicamente por:
LAURO AFONSO MEGALE - CRMV-SP SP10222

TEMPO DE PROTROMBINA (TP)

Material....: PLASMA EM CITRATO DE SÓDIO
Equipamento: COAGULOGRAFA

Valores de Referência

Resultado..... 7,10

5 a 8 segundos

Interpretação..... A determinação do tempo de trombina é uma prova global para avaliar a coagulação extrínseca, sendo sensível ao fator II ou protombina, fator V ou proacelerina, fator VII ou proconvertina e fator X ou Stuart-Prower.

Assinado eletronicamente por:
LAURO AFONSO MEGALE - CRMV-SP SP10222

UNIDADE CAMPO BELO

Rua Pascal, 1382 - Campo Belo - SP
Tel.: (11) 5531-6034



Unidade Veterinária Especializada

Nº OS: 195000

Espécie: Canina

Animal: Awiny

Proprietário: Nilza Ribeiro

Endereço: Nro: --

Requisitante: Karoline R. Castro

Clínica: Anclivepa

CRMV-SP 50174

Raça: Poodle

CPF:

Data: 02/03/2023

Sexo: Fêmea

Dt. Nasc.: 05/01/2007

16a 1m 25d

Telefone: (11) 97172-1998

FIBRINOGENIO

Material....: PLASMA EM CITRATO DE SÓDIO

Equipamento: COAGULOGRAMA

Resultado..... 220,00

Interpretação..... O fibrinogênio é uma proteína responsável pelo fator de coagulação I, além de ser proteína de fase aguda. Seus níveis elevados indicam inflamação de tecidos, já valores abaixo da referência indicam coagulopatia.

Valores de Referência

180,0 a 400,0 mg/dl

Assinado eletronicamente por:
LAURO AFONSO MEGALE - CRMV-SP SP10222

TEMPO DE COAGULAÇÃO (TC)

Material....: SANGUE PERIFÉRICO

Metodologia: LEE WHITE

Resultado..... 3 MINUTOS

Valores de Referência

3 a 12 minutos

Assinado eletronicamente por:
FERNANDA FIGUEIREDO GARCIA - CRMV-SP 30630

UNIDADE CAMPO BELO

Rua Pascal, 1382 - Campo Belo - SP

Tel.: (11) 5531-6034