

LEPTOSPIROSE - SORO AGLUTINACAO MICROSCOPICA

MATERIAL UTILIZADO: Soro
MÉTODO: Microaglutinação - MAT (Triagem 1/100)

RESULTADO

Leptospira autumnalis.....	NÃO REAGENTE
Leptospira australis.....	NÃO REAGENTE
Leptospira bataviae.....	NÃO REAGENTE
Leptospira brastislava.....	NÃO REAGENTE
Leptospira castellanis.....	NÃO REAGENTE
Leptospira canicola.....	NÃO REAGENTE
Leptospira grippotyphosa.....	NÃO REAGENTE
Leptospira hardjo.....	NÃO REAGENTE
Leptospira hebdomadis.....	NÃO REAGENTE
Leptospira icterohaemorrhagiae....	REAGENTE
Leptospira javanica.....	NÃO REAGENTE
Leptospira pomona.....	NÃO REAGENTE
Leptospira pyrogenes.....	NÃO REAGENTE
Leptospira tarassovi.....	NÃO REAGENTE
Leptospira wolffi.....	NÃO REAGENTE
Leptospira copenhageni.....	NÃO REAGENTE
Leptospira djasiman.....	NÃO REAGENTE

Nota Técnica:

- . São considerados CASOS SUSPEITOS de Leptospirose: os pacientes com títulos iguais ou maiores a 1/100, ou aqueles que apresentam soroconversão de qualquer título de não reagente para reagente em avaliação sorológica pareada.
- . Para confirmação diagnóstica de Leptospirose, sugere-se a realização pareada do exame Leptospirose - Diluição Total pela técnica de Microaglutinação(MAT). Deve-se proceder com a solicitação de dois exames para amostras colhidas com intervalo médio de 14 dias.
- . CASOS CONFIRMADOS: títulos iguais ou superiores a 1/800 são altamente sugestivos (avaliação sorológica individual) e também os pacientes com aumento de 4X nos anticorpos tituláveis do 1o para o 2o exame em avaliação sorológica pareada.
- . Vacinações recentes também podem induzir produção de anticorpos tituláveis e devem ser consideradas na interpretação dos resultados.
- . A detecção de material genético do patógeno pode ser conduzida por Real Time PCR para Leptospira spp.

Exames realizado por terceiro: TECSA Laboratórios

Assinado eletronicamente por: Dr Otávio Valério de Carvalho CRMV/MG :8201

Laudo liberado no dia 07/02/2023

Assinado eletronicamente por SAULO ABUD - CRMV/SP: 28398